


KERN KDP 300-3

Plataformas de pesaje universales para su integración flexible en cadenas de procesos

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KDP 300-3
Serie de modelos	KDP
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Sistemas de pesaje digitales
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Artículo principal;Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761251885
Modelo predecesor	KDP 300-3-2024a
Modelo sucesor	KDP 300-3-????e
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	350 g
Legibilidad	1 mg
Longitud del cable del indicador	1,5 m
Peso neto	1,04 kg
Dimensiones plataforma de pesaje	165×165×73 mm

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	Plástico, la pintura no es conductiva
Nivel de burbuja	Sí
Pies de tornillo giratorios	Sí

Superficie de pesaje (d)	105 mm
Longitud del cable indicador	1,5 m
Dimensiones de la plataforma de pesaje	165×165×73 mm
Dimensiones carcasa indicador	0×0×0 mm
Dimensiones montado completo	165×166×140 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 5 mg
Legibilidad	1 mg
Peso de ajuste recomendado	350 g (F1)
Repetibilidad	2 mg
Tiempo de calentamiento	120 min

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

KERN KDP 300-3

Plataformas de pesaje universales para su integración flexible en cadenas de procesos



Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPxAl)	250x525x165 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkks Calibración	963-127
-------------------	---------

Funciones

Standard



Option



Factory

