

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-46**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-46

**Backup
Scheduler**






EasyTouch Backup Scheduler - Backup e ripristino dei dati

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Backup Scheduler: Automatizzate i backup dei dati per ottenere il massimo da processi continui e programmati in grado di proteggere le vostre preziose informazioni in background
- Backup automatico dei dati: I backup automatici a intervalli prestabiliti sono un investimento in termini di tempi e costi. Ciò garantisce un'archiviazione coerente e affidabile dei dati, riduce i tempi di inattività e minimizza il rischio di perdita dei dati in caso di interruzioni
- Configurazione del file di backup: Gli utenti possono personalizzare il nome del file di backup, includendo un nome principale e una marca temporale come postfix. È inoltre possibile personalizzare la directory di backup e il tipo di backup (creazione di un nuovo file, sovrascrittura di uno esistente o estensione)
- Intervallo di backup: L'intervallo per i backup può essere impostato in ore, più volte o una volta al giorno, settimanalmente, mensilmente e annualmente
- Messaggi di backup: Ogni backup automatico dei dati viene visualizzato nella directory di backup con il nome del file come collegamento al file di backup
- Cronologia dei backup: L'avanzamento e lo stato di tutti i backup sono registrati e possono essere rintracciati in qualsiasi momento

- Ripristino: In caso di guasto, l'ultimo backup salvato può essere facilmente ripristinato con la funzione "Restore"

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-46
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1486348
Numero di tariffa doganale	852349 10

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

