

KERN 346-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Edelstahl



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-06
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761117129
Geplanter Starttermin	2011-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	150×68×96 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	250 mg
Dichte (kg/m ³)	7200
Volumen (cm ³)	694,4

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×68×96 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-643
--------------------	---------

KERN 346-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Edelstahl

