

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A 1203

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A1203

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A1203
Serie de modelos	OZB-UE
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1218291
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	sí

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo doble con balero y placa)
Superficie del soporte	210×260 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	526×210×420 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	490×420×290 mm
Peso bruto	22 kg
Peso neto	19 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1 kg
Componente del embalaje - por peso - plástico	1 kg
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A1902	Palanca de reemplazo OZB-A1902
OZB-A1903	Palanca de reemplazo OZB-A1903
OZB-A1906	La varilla de conexión del soporte OZB-A1906
OZB-A1901	Palanca de reemplazo OZB-A1901
OZB-A1907	Cabezal guía KERN OZB-A1907