

# KERN OBB-A6102UK

Des systèmes d'éclairage professionnels garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A6102UK
Model-Serie	OZB-IR
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761218475
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	85395100
CE Label	Oui

## Données techniques - Primaire

Type d'illumination	LED
Intensité de l'éclairage	4,5W

## Données techniques - Construction

Température de couleur	6313 K
Variable	Oui
Diamètre de l'anneau	6,3 cm

## Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	Classe de protection II - isolation de protection
----------------------	---

## Données techniques - Conditions environnementales

## Les fonctions

Standard

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 180×110×55 mm

Poids brut 0,50 kg

Poids net 0,40 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 0 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 125 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 0 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

## Données techniques - Vérification

WEEE Oui

# KERN OBB-A6102UK

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

**KERN**<sup>®</sup>

