


Software EasyTouch

SET-37

Export Manager



EasyTouch Export Manager: exporte datos de resultados de forma automática y fiable desde EasyTouch, p. ej., para importarlos a su sistema ERP

Características

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Exportación de datos: El Gestor de Exportación ofrece la exportación automática de datos en un intervalo de tiempo personalizable. Se admiten varios formatos de archivo, como CSV o XLSX, para poder procesar los datos de forma fluida, por ejemplo, en sistemas ERP y PPS
- Lugar de almacenamiento de los datos: La ubicación de almacenamiento de los archivos exportados puede definirse libremente
- Campos de datos: Dependiendo de la función EasyTouch seleccionada, los campos de datos a exportar pueden definirse libremente
- Intervalos de exportación: Las horas y los intervalos de las exportaciones pueden establecerse libremente, por ejemplo, una o varias veces al día, semanal, mensual y anualmente a horas fijas
- Historial de exportaciones: Con Historial de exportación se puede acceder a todos los archivos de exportación anteriores
- SaveServer: Utilice esta función para exportar datos del SaveServer central
- Variantes de archivos de exportación: Se puede elegir entre varias opciones de exportación:
 - a. Exportar a un nuevo archivo
 - b. Exportar al archivo existente

ESTÁNDAR



OPCIÓN

