



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	TI-HED
Modello-Serie	TI
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Test di durezza
Gruppo di prodotti	Durometri (Shore)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761274044
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	90248000
Paese di origine	CN

## Dati tecnici - Primario

Scale di durezza	Shore D
------------------	---------

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	200×200×470 mm
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio

## Dati tecnici - Sistema di misura

Forza di prova Misura della durezza	50 N
-------------------------------------	------

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Peso lordo	13 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

## Funzioni

Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
------------	--------------------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1.455 g
---	---------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

# KERN TI-HED

Banco di prova per prove di durezza riproducibili Shore A e D



Standard

