

KERN 337-151

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	337-151
Serie de modelos	337
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761006621
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	20 kg
Tolerancia (OIML)	300 mg
Caja aluminio	No disponible
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	337-151-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	20 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	300 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 2500

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	137×137×217 mm
Peso bruto	20 kg
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-445
-------------------	---------

KERN 337-151

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

