

OPTICS ODC-A8506

Data: 29.01.2025

ITALIANO



Alimentatore di rete 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A, standard UK

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Alimentatore per microscopio HDMI ODC-A8506

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC-A8506
Modello-Serie	ODC-AK
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	404576 1237353
Data di inizio prevista	unbestimmt-1HJ
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
-----------------------	----------------------

Tensione di ingresso 100 V - 240V AC
50/60Hz 0,3A

Spina di alimentazione Più dentro, meno fuori

Classe di protezione Classe di protezione II -
isolamento protettivo

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 90×90×90 mm

Peso lordo 0,50 kg

Peso netto 0,30 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso
- cartone 200 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di
stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di telecamera	Risoluzione della telecamera	Tipo di sensore	Dimensione del sensore
ODC-A8506				
ODC-A8507				
ODC-A8201				
ODC-A8301				
ODC-A8501				
ODC-A8502				
ODC-A8503				
ODC-A8504				
ODC-A8505				
ODC-A8701				
ODC-A8801				
ODC-A8901				
ODC-A8902				
ODC-A2401				
ODC-A2402				
ODC 893	USB Microscopio digitale	2 MP	CMOS	1/3,2"