

KERN 336-36

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	336-36
Serie de modelos	336
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232808
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	80 mg
Caja aluminio	346-060-600
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	No disponible

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	150×68×96 mm
Material	Acero inoxidable

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	80 mg

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×68×96 mm
Peso bruto	5 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-443
-------------------	---------

KERN 336-36

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Standard

