



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Declarație de conformitate UE | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

RO Prin prezenta, declarăm și ne asumăm întreaga responsabilitate că produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele directivelor mai jos menționate. Obiectul declarației descris mai jos este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii Europene. Cântarul posedă omologare de tip. Anul de realizare al procedurii de evaluare a conformității UE este trecut lângă marcajul de conformitate CE. Evaluarea conformității UE a acestor balanțe se efectuează în fabrică, iar marcajul "M" este amplasat pe aparatul în sine și pe ambalaj. Zona de gravitație menționată definește locul de utilizare.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Tip | Type | Typ

Nr. de serie | Serial no. | Seriennr.

CPB 15K2DM
CPB 30K5DM
CPB 6K1DM

XXXXXXXXXX

Marcajul CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Directiva UE EU directive EU-Richtlinie	Standarde Standards Normen	Omologare de tip Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018	
	2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
M21 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-02699
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ Simbolul amplasat indică declarația de conformitate a companiei KERN. Produsul este aprobat pentru categoriile de utilizare enumerate în directiva 2014/31/UE cap. 1 art. 1 pct. 2 (de la a la f). Masele sunt marcate cu marcaj metrologic "M", urmate de ultimele două cifre ale anului din declarația de conformitate. Documentul aferent este certificatul de examinare de tip în conformitate cu Directiva 2014/31 / UE. Zona gravitațională determină locul de utilizare. Orice modificare în afara limitelor zonei necesită re-verificare. Unitatea notificată NMi Certin BV (0122) efectuează audituri pentru modulul D în conformitate cu Directiva 2014/31 / UE și are certificat KERN CE-240.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMi Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMi Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Locația sau zona: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Data | Date | Datum: 05.03.2021

Locul emiterii: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

Semnătura:

Signature:

Signatur:

John Doe


KERN & Sohn GmbH

Responsabil verificare

conformitate

Verification officer

Prüfbevollmächtigter



Albert Sauter

KERN & Sohn GmbH

Director general

Managing director

Geschäftsführer