

KERN 315-312-307

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-312-307
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Set di sicurezza
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761223431
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Sistema di misura

Pesi nominali, inclusi	2 kg (F2); 100 g (F2)
Valore nominale	100 g & 2 kg
Classe OIML	F2
Conformità OIML	Sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso lordo	3 kg
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,8 kg
Tempo di consegna	1 d

Funzioni

Standard

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-400-400
--------------------	-------------

KERN 315-312-307

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

