

KERN 326-022

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-022
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224384
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 50 g
Gehäuse Holz	313-020-100
Gewichtssset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	Ja
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 50 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 152×152×66 mm

Bruttogewicht 0,80 kg

Nettogewicht 0,80 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-415

KERN 326-022

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui

KERN[®]

