


KERN ODC 841

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 841
Modello-Serie	ODC-84
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761235724
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	20 MP
Tipo di sensore	Sony CMOS
Dimensione del sensore	1"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)
Dimensioni	68×68×46 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×150×100 mm
Peso lordo	0,65 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
--	-----

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	91,5 g
---	--------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 mg
--	--------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
---	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
--	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
--	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	72,5 g
--	--------

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	0 g
--	-----

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

KERN ODC 841

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio
Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio
Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

Funzioni

Standard

