

KERN 337-05

Poids individuel, Classe OIML F2, 20 g, Bouton, inox finement tourné

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	337-05
Model-Serie	337
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML F2 Poids de contrôle
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761006362
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	20 g
Tolérance (OIML)	0,8 mg
Boîtier aluminium	317-050-600
Boîtier plastique	347-050-400
Caisse en bois	337-050-200

Données techniques - Construction

Matériau	Inox finement tourné
----------	----------------------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	20 g
Classe OIML	F2
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	0,8 mg

Les fonctions

Standard

Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	2,5

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	13×13×23 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Non
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-435
-----------------	---------

KERN 337-05

Poids individuel, Classe OIML F2, 20 g, Bouton, inox finement tourné

KERN[®]

