

## BROCHURE PRODUIT

---

# OPTICS OBB-A1128

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Tube binoculaire

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A1128

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1128
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761164680
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Primaire

Tube	Binoculaire
------	-------------

### Données techniques - Construction

Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	45°
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	unilatéral

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	2 kg
------------	------

Poids net	1,4 kg
-----------	--------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

## FONCTIONS

Standard
----------

