

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN KUM-01

Data: 19.09.2025

ITALIANO



Interfaccia dati interna RS-232

---

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- I KERN Universal Module (KUM) consentono lo scambio di dati e comandi tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WiFi. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- I moduli di interfaccia KUM per RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi scelte dal cliente vengono applicati direttamente sulla scheda di controllo, in modo da garantire la protezione IP dell'alloggiamento

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KUM-01
Modello-Serie	KUM
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1476738
Modello successivo	KUM-01-2026e
Numero di tariffa doganale	90160090

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 100 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 100 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×145×40 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi