

## BROCHURE PRODUIT

# KERN YKT-01

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Imprimante de haute qualité avec un grand écran LCD et de nombreuses fonctions

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

- Impression conforme aux BPL grâce au papier longue durée et au procédé d'impression par aiguille
- Impression de la date et de l'heure pour documenter les pesées avec horodatage
- Indication du nom, du numéro de lot et de l'ID pour l'impression d'informations définies par l'utilisateur
- Affichage et impression de la tare, du poids brut et du poids net pour faciliter les calculs et la documentation
- Pesée multiple pour enregistrer et traiter plusieurs pesées successives
- Fonction de recette pour peser et documenter différents composants
- Fonction de totalisation pour calculer la somme de plusieurs pesées
- Fonction statistique pour le calcul et l'impression de valeurs statistiques telles que la moyenne ou l'écart-type
- Procédé d'impression : 8 aimants de pression avec matrice de points
- Vitesse: 1,7 lignes/s
- Taille des caractères (caractères ASCII) : L×H 1,7×2,6 mm
- Durée de vie : 1 million de lignes
- Cartouche de ruban coloré : EPSON ERC-22 ou ERC-09B
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle YKT-01

Model-Serie	YKT
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances

Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1484849
Modèle prédécesseur	9 11-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	yes

### Données techniques - Construction

Dimensions hors tout monté (L×P×H)	114,6×188,2×86,6 mm
------------------------------------	---------------------

### Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
--------------------------------------	-------------------

Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
------------------	------------------------------

Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
--------------------	---------------------------------

### Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
-------------------	------

Température maximale de fonctionnement	45 °C
----------------------------------------	-------

Température ambiante minimale	5 °C
-------------------------------	------

Humidité minimale	10 %
-------------------	------

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×200×180 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	1,8 kg
------------	--------

Poids net	0,65 kg
-----------	---------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - carton	521,5 g
----------------------------------------------	---------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	521,5 g
----------------------------------------------------	---------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

### FONCTIONS

Standard



## ACCESSOIRES

Modèle	Description
911-013-010	Rouleau de papier KERN 911-013-010
911-013-002	Rouleau de papier KERN 911-013-002
YKT-A03	Bande colorée KERN YKT-A03
YKT-A05S05	Rouleaux d'étiquettes KERN YKT-A05S05

## SERVICES

Modèle	Description
970-101	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-101