

KERN KMF-TM

Date: 28.01.2025

FRANCAIS



Afficheur : Plastiques, protège contre la poussière et les projections d'eau , alimentation électrique intégré

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Afficheur KMF-TM, écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm, unités de mesure kg

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KMF-TM
Model-Serie	KMF
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761150492
Date de début prévue	2014-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
Modèle en voie de disparition	yes

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Unités de pesage	kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
-------------------	------

Température maximale
de fonctionnement 40 °C

Température ambiante
minimale -10 °C

Humidité minimale 0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de
l'emballage (L×P×H) 370×200×95 mm

Poids brut 0,90 kg

Poids net 0,70 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de
l'emballage - en poids -
carton 100 g

Composant de
l'emballage - par poids -
plastique 100 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la
vérification
conformément à
2014/31/EU yes

Classe de vérification III

ACCESSOIRES

Modèle	Description	Prix
911-013	Imprimante à aiguilles matricielle KERN 911-013	480,00 €

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description	Prix
RMCC-5001	Prise de connexion RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Couverture d'affichage RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Montage pour les piles KERN MBC-A09	15,00 €
RMPE-8004	Couvercle du compartiment des piles RMPE-8004	5,00 €

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Lisibilité	Valeur de vérification (e)	Poids minimum de la pièce
RMPEN-4012				
RTMPN-9002				
RMPC-4003				
RMPEN-2002				
RTMPN-9001				
RMPC-9002				
RMPE-8006				
RMPE-8015				
RMPE-2001				
RMPD-2003				
RMPEN-2001				
RMPEN-4011				
RMPCN-4011				
RMPE-9017				
RMPE-8005				
RMPS-8010				
RMPI-8001				
RMPD-2002				
RMPD-8002				
RMPE-9018				
RMPE-6011				

RMPDN-40 10

RMPEN-40 10

RMPCN-40 10

RMPEN-800 1

RMPD-200 1

RMPC-400 1

RMPC-100 2

RMPC-800 2

RMPS-40 10

RMPT-40 10

RMPD-E-100 1 300 kg

RMPD-E-400 1

RMPD-E-200 1

RMPC-100 1

RMPS-400 3

RMPS-800 4

RMPE-90 1 2

RMPD-E-800 1

RMPS-800 7

RMPT-400 1

RMPT-800 5

RMPS-800 8

RMPS-800 9

RMPB-400 1

RMPS-200 3

RMPS-300 1

RMPS-400 1

RMPS-800 3

RMPS-800 6

RMXS-500 1

RMPS-600 1

RMPS-100 1

RMPE-90 1 1

KMF-TM

RMPE-900 8

RMPE-9009

RMPE-9005

RMPD-4001

RMPE-9006

RMPE-8004

RMPE-9007

RMPE-6001

RMPE-9003

RMPE-9004

RMPD-9001

RMPD-9002

RMPC-4002

RMPE-8003
