

# KERN FS 2-20

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada y posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas

**KERN®**

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | FS 2-20                                                       |
| Serie de modelos             | FS                                                            |
| Surtido                      | Sauter                                                        |
| Tipo de producto             | Medición de la fuerza                                         |
| Grupo de productos           | Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor externo) |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal                                            |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761236974                                                 |
| Fecha de inicio prevista     | 2022-1HJ                                                      |
| Número del arancel aduanero  | 90248000                                                      |
| CE Label                     | Sí                                                            |

## Datos técnicos - Primarios

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fuerza máx. Fuerza | 20 N    |
| Legibilidad        | 0,004 N |

## Datos técnicos - Construcción

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 71x31x180 mm      |
| Material de la carcasa               | Plástico          |
| Rosca de montaje                     | Rosca exterior M6 |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Alimentación eléctrica                      | Batería y suministro de energía |
| Tipo de batería                             | Li-Ion                          |
| Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada) | 8 h                             |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida) | 5 h                     |
| Adaptador de red/adaptador incluido           | EURO                    |
| Clase de protección                           | Sin clase de protección |

## Datos técnicos - Sistema de medición

|          |   |
|----------|---|
| Unidades | N |
|----------|---|

## Datos técnicos - Funciones

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Función estadística | Sí         |
| Función de pico     | Sí         |
| Interfaz            | USB-Device |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl)                         | 280x185x90 mm                                                                                                                            |
| Peso bruto                                                  | 1,4 kg                                                                                                                                   |
| Peso neto                                                   | 0,40 kg                                                                                                                                  |
| Método de envío                                             | Servicio de paquetes                                                                                                                     |
| Número ONU                                                  | Li-ion, embalado con el dispositivo (UN 3481, Instrucción de embalaje #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967) |
| Componente de embalaje - por peso - cartón                  | 165 g                                                                                                                                    |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 425 g                                                                                                                                    |
| Plazo de entrega                                            | 1 d                                                                                                                                      |

# KERN FS 2-20

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada y posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas



## Datos técnicos - Datos de recuento

|         |    |
|---------|----|
| Memoria | Sí |
|---------|----|

## Servicios opcionales

Calibración DAkkS - push/pull 963-361

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Calibración DAkkS - sólo empujar | 963-261 |
|----------------------------------|---------|

Calibración DAkkS - sólo pull 963-161

## Funciones

### Standard



### Option

