

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A6 102

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Pour un maximum de modularité et la meilleure facilité d'utilisation possible pour stéréomicroscopes
- Ces systèmes d'éclairage professionnels garantissent une lumière d'intensité constante d'excellente qualité sur l'objet.
- Bien sûr, ces deux systèmes d'éclairage extérieures sont également conçues pour votre microscope stéréo standard.
- Exception : les anneaux lumineux ne sont non compatibles avec les séries suivantes: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Code article du modèle | OBB-A6102 |
| Model-Serie | OZB-IR |
| Assortiment | Optics |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Éclairage externe |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761218468 |
| Modèle prédécesseur | OBB-A6102-2018a |
| Numéro de tarif douanier | 85395100 |
| CE Label | oui |

Données techniques - Primaire

| | |
|--------------------------|------|
| Type d'illumination | LED |
| Intensité de l'éclairage | 4,5W |

Données techniques - Construction

| | |
|------------------------|--------|
| Température de couleur | 5500 K |
|------------------------|--------|

| | |
|----------------------|--------|
| Variable | oui |
| Diamètre de l'anneau | 6,3 cm |

Données techniques - Alimentation électrique

| | |
|----------------------|---|
| Classe de protection | classe de protection II - isolation de protection |
|----------------------|---|

Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|--|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 180×110×55 mm |
| Poids brut | 0,50 kg |
| Poids net | 0,40 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 0 g |

Composant de l'emballage - en poids - carton 125 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 0 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

WEEE oui

FONCTIONS

Standard



1 DAY

ACCESSOIRES

| Modèle | Description |
|--------|-------------------------------------|
| YKA-02 | Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02 |

SERVICES

| Modèle | Description |
|---------|---|
| 970-012 | Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-012 |

PIÈCES DÉTACHÉES

| Modèle | Description |
|--------|-------------------------------------|
| YKA-02 | Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02 |

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Type d'illumination | Intensité de l'éclairage |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| OBB-A6102 | LED | 4,5W |
| OBB-A6102UK | LED | 4,5W |