


## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OBB-A1259

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Infinity planachromatisches Objektiv (ohne Deckglas) für einen großen Arbeitsabstand, 40 x / 0,65, (3,9 mm)  
(gefedert)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Objektiv 40 x (Infinity Plan) OBB-A1259

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1259
Modell-Reihe	OBB-AO
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Metallurgische Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761167940
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard

