

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A3222

Datum: 21.03.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Tubus Binokular OBB-A3222

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3222
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1237643
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Binokular
-------	-----------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig
Abmessungen	190×100×65 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 265×185×165 mm

Bruttogewicht 1,6 kg

Nettogewicht 1,2 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 300 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

