

**BROCHURE PRODUIT**

---

**OPTICS**  
**OBB-A1633**

Date: 28.03.2025

FRANCAIS



Image not  
available

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A1633

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1633
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761289901
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Primaire

Tube	Trinoculaire
------	--------------

### Données techniques - Construction

Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	oui
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	unilatéral

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	190×130×100 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	2 kg
------------	------

Poids net	1,4 kg
-----------	--------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----