

Software EasyTouch

SET-46

**Backup  
Scheduler**

EasyTouch Backup Scheduler – Datensicherung und Wiederherstellung

---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany




Telefon : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Backup Scheduler: Automatisieren Sie Ihre Datensicherungen und profitieren Sie von den durchgehend arbeitenden, geplanten Prozessen, die Ihre wertvollen Informationen im Hintergrund sichern
- Automatische Datensicherungen: Sparen Sie Zeit und Kosten durch automatische Backups in festgelegten Intervallen. Dies sorgt für eine konsistente und zuverlässige Datenhaltung, verringert Ausfallzeiten und minimiert das Risiko von Datenverlust bei Störungen
- Sicherungsdatei-Konfiguration: Benutzer können den Namen der Sicherungsdatei individuell festlegen, einschließlich einer Stammbezeichnung und eines Zeitstempels als Postfix. Auch das Sicherungsverzeichnis und die Art der Sicherung – ob Erstellung einer neuen Datei, Überschreiben einer vorhandenen oder deren Erweiterung – lassen sich anpassen
- Sicherungsintervall: Das Intervall für Backups kann in Stunden, mehrmals oder einmal täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich gesetzt werden
- Sicherungsmeldungen: Jede automatische Datensicherung wird im Sicherungsverzeichnis mit Dateinamen als Link zur Sicherungsdatei angezeigt
- Backup-Historie: Verlauf und Status aller Sicherungen werden protokolliert und sind jederzeit nachvollziehbar

- Wiederherstellung: Im Falle einer Störung lässt sich die zuletzt gespeicherte Sicherung über die „Restore“ Funktion ganz einfach wiederherstellen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-46
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1486348
Zolltarifnummer	852349 10

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

## FUNKTIONEN

Standard



Option

