

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OBB-A1345

Datum: 22.09.2025

DEUTSCH



Tubus Trinokular

---

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A1345

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1345
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1168800
Nachfolgemodell	OBB-A 1548
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Primär

Tubus	Trinokular
-------	------------

### Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	yes
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen  
Verpackung (B×T×H) 265×185×165 mm

Bruttogewicht 2 kg

Nettogewicht 1,4 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil  
- nach Gewicht -  
Kunststoff 600 g

Lieferzeiten 1 d

## FUNKTIONEN

Standard

