

**BROCHURE PRODUIT**

---

**KERN**  
**3 15-409-405**

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 20 g (M1); 500 g (M1)

---

**CONTACT****KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-409-405
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice

Code EAN (Modèle) 4045761245570

Numéro de tarif douanier 84239090

### Données techniques - Primaire

Valeur nominale 20 g & 500 g

Boîtier aluminium zet315-000-000

Poids de la caisse dans un boîtier en aluminium

### Données techniques - Construction

Matériau	inox
Is weight set	oui
Number of weights in set	2
Type of case	dans un boîtier en aluminium



## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	20 g & 500 g
Classe OIML	M1
OIML conform	oui

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	255×135×140 mm
Poids brut	3 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-600-600
-----------------	-------------

## FONCTIONS

Standard
----------

## SERVICES

Modèle	Description
962-600-600	Étalonnage DAkkS KERN 962-600-600

## PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Boîtier aluminium	Poids de la caisse
315-406-403	5 g & 50 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-412-407	100 g & 2 kg	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-409-405	20 g & 500 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-412-408	200 g & 2 kg	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-407-404	10 g & 100 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-408-404	10 g & 200 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-408-405	20 g & 200 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-409-406	50 g & 500 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-411-407	100 g & 1 kg	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-411-406	50 g & 1 kg	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium