



## Juego de limpieza para microscopios

### Características

- Juego de limpieza de 7 piezas, económico y muy completo, contiene todo lo necesario para un cuidado óptimo de su microscopio
- Un fuelle de silicona un pincel para el polvo, un limpiador líquido de 60 ml, un paño para el polvo que no suelte pelusa, paños de limpieza ópticos y hisopos de limpieza. Todo ello se guarda en una bolsa de alta calidad de KERN, que podrá sujetar cómodamente a su cinturón
- Con este conjunto podrá limpiar suavemente no solo su microscopio, sino también, por ejemplo, la cámara, los prismáticos o cualquier otra superficie óptica
- El líquido limpiador también está disponible por separado

ESTÁNDAR



Modelo

Descripción

KERN

OCS 901  
OCS-A1101

Juego de limpieza de siete piezas para microscopios y otros instrumentos ópticos  
Líquido limpiador