

# KERN 327-141

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Peso de control, acero inoxidable pulido



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	327-141
Serie de modelos	327
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761004856
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	50 mg
Caja aluminio	No disponible
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	337-141-100

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	50 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funciones

Volumen (cm<sup>3</sup>) 1250

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	136×136×132 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-444
-------------------	---------

# KERN 327-141

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Peso de control, acero inoxidable pulido



Standard

