

KERN OAB 20LED

Précise et durable : l'auxiliaire fiable de votre laboratoire

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OAB 20LED
Model-Serie	OAB-L
Assortiment	Optics
Type de produit	Polarimètres
Groupe de produits	Polarimètres analogiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761476196
Modèle prédécesseur	OAB 10LN
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90271010
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Vernier	0,05°
Longueur d'onde	589 nm
Division	1°

Données techniques - Construction

Type	Manuel
Source lumineuse	LED
Temps de stabilisation	5 s
Dimensions (L×P×H)	500×130×330 mm
Réceptifs de mesure	Glasküvette 100mm;Glasküvette 200mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Fiche d'alimentation	Schuko
Classe de protection	Classe de protection II - isolation de protection
Fixation du câble	raccordé de manière fixe

Données techniques - Système de mesure

Rapport d'échelle Min	-180°
Rotation de l'échelle Max	+180°
Grossissement de la loupe	3x

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	570×210×410 mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	2,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	1 g

KERN OAB 20LED

Précise et durable : l'auxiliaire fiable de votre laboratoire

KERN®

Composant de l'emballage -
en poids - carton 658 g

Composant de l'emballage -
par poids - plastique 91 g

Composant de l'emballage -
par poids - styromousse 493 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

WEEE Oui

Les fonctions

Standard

