

OPTICS ODC-A8506

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Bloc d'alimentation 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A, standard UK

CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Bloc d'alimentation pour la caméra de microscope HDMI ODC-A8506

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC-A8506
Model-Serie	ODC-AK
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	404576 1237353
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	85044095

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	classe de protection II - isolation de protection

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	90×90×90 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	200 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de
stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type de caméra	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
ODC-A8506				
ODC-A8507				
ODC-A8201				
ODC-A8301				
ODC-A8501				
ODC-A8502				
ODC-A8503				
ODC-A8504				
ODC-A8505				
ODC-A8701				
ODC-A8801				
ODC-A8901				
ODC-A8902				
ODC-A2401				
ODC-A2402				
ODC 893	USB Microscope numérique	2 MP	CMOS	1/3,2"