

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN PCD-A04

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 24 h, Ladezeit ca. 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Akkuschonung, abschaltbar

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	PCD-A04
Modell-Reihe	PCD
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1 134 188
Zolltarifnummer	85075000
CE Label	ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter	Akku & Netzteil
-------------	-----------------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	110×85×45 mm
Bruttogewicht	0,25 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	20 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	20 g

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Glas

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Holz

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Metall

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

