

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**KERN  
SET-51**

Data: 18.03.2025

ITALIANO

Software EasyTouch  
**SET-51**  
**Audit Log**

EasyTouch Audit Logs - Per processi di pesatura critici

---

**CONTACT**

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs registra tutte le azioni e le attività in EasyTouch per garantire un monitoraggio continuo
- Audit Trail: Tutte le azioni sono memorizzate nel sistema a prova di manomissione e sono conformi agli audit trail per soddisfare i più elevati standard di sicurezza. Ciò si rivela particolarmente importante in settori critici come l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze alimentari concomitanti e l'industria automobilistica e aeronautica, dove è essenziale una documentazione completa dei processi di pesatura
- Accesso e logout: Ogni accesso e logout in EasyTouch viene registrato con precisione con il nome dell'utente e la marca temporale
- Amministrazione degli utenti: Tutte le azioni relative alla creazione, alla modifica o alla cancellazione degli utenti vengono registrate in modo affidabile nei log di audit
- Ruoli utente: Viene inoltre documentata l'amministrazione dei ruoli degli utenti, compresa la loro creazione, modifica o cancellazione
- Gestione dei dati anagrafici: Vengono registrate anche le modifiche ai dati anagrafici, come la loro creazione, modifica o cancellazione
- Registrazione dei dati di misurazione: Tutti i risultati di misurazione e pesatura di tutte le funzioni EasyTouch attive (ad eccezione di Batch e Statistics) vengono registrati anche negli Audit Log
- Impostazioni del software: Le modifiche alle impostazioni generali, compresa l'area di amministrazione, vengono annotate nell'Audit Log

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-51
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761486355

Numero di tariffa doganale 85234910

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna 1 d

### FUNZIONI

Standard



Option

