

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 347-14

Data: 23.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
- Per la verifica è necessaria una scatola. Si prega di aggiungere una scatola per pesi singoli.

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-14
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008892
Modello precedente	347-54
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	500 mg
Cassa in alluminio	317-140-600
Cassa in plastica	347-140-400
Cassa in legno	337-140-200

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	sì
Tolleranza (OIML)	500 mg
Densità (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	1250

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	100×100×185 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-644
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti KERN 317-280
317-290	Guanti KERN 317-290
317-140-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-140-600
337-140-200	Custodia in legno per pesi KERN 337-140-200
347-140-400	Custodia per pesi in plastica KERN 347-140-400

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-644	Calibrazione DAkkS 962-644
962-644R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-644R
952-644	Omologazione KERN 952-644
920-30	Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30
920-32	Marcatura per incisione KERN 920-32
920-301	Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301
920-321	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-321

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
347-01	1 g	1 mg	317-010-600	347-030-400	337-010-200
347-02	2 g	1,2 mg	317-020-600	347-030-400	337-020-200
347-03	5 g	1,6 mg	317-030-600	347-030-400	337-030-200
347-04	10 g	2 mg	317-040-600	347-050-400	337-040-200
347-05	20 g	2,5 mg	317-050-600	347-050-400	337-050-200
347-06	50 g	3 mg	317-060-600	347-070-400	337-060-200

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
347-07	100 g	5 mg	317-070-600	347-070-400	337-070-200
347-08	200 g	10 mg	317-080-600	347-080-400	337-080-200
347-09	500 g	25 mg	317-090-600	347-090-400	337-090-200
347-11	1 kg	50 mg	317-110-600	347-110-400	337-110-200
347-12	2 kg	100 mg	317-120-600	347-120-400	337-120-200
347-13	5 kg	250 mg	317-130-600	347-130-400	337-130-200
347-14	10 kg	500 mg	317-140-600	347-140-400	337-140-200
347-445-100	10 g	2 mg	-	-	-
347-141	10 kg	500 mg	non disponibile	-	337-141-200
347-151	20 kg	1 g	non disponibile	-	337-151-200
347-161	50 kg	2,5 g	non disponibile	-	337-161-200
347-445-100-N00	-	2 mg	-	-	-
347-022-005	20 kg	1 g	-	-	-
347-042-008	40 kg	1,5 g	-	-	-
347-052-010	50 kg	2,5 g	-	-	-
347-062-022	60 kg	3 g	-	-	-
347-131	5 kg	250 mg	-	-	337-131-200