

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 315-108-104

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Safety Set 10 g (E2); 200 g (E2)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Los conjuntos "KERN Safety Sets" incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
- Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
- Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
- En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-108-104
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad

Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
--------------------------	---------------------------------------

Código EAN (Modelo)	4045761245686
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos	10 g (E2); 200 g (E2)
Valor nominal	10 g & 200 g
Clase OIML	E2

Conforme OIML sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×115×70 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-300-300
-------------------	-------------

FUNCIONES

Standard



SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-300-300	Calibración DAkkS 962-300-300

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
315-242	Pinza KERN 315-242