

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OZB-A6302

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? ECO-Stativi universali

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A6302

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A6302
Modello-Serie	OZB-UE
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761177765
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (braccio del giunto a molla con supporto/morsetto)
Diametro del supporto	76 mm

Meccanica di messa a fuoco	manopola di fuoco macrometrico
Dimensioni (L×P×H)	620×580×200 mm

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	590×460×250 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	4,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- cartone 1620 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- plastica 180 g

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- polistirolo 0 g

Componenti per  
l'imballaggio - in peso -  
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A6393	Supporto per il braccio del giunto a molla (a gas) OZB-A6393