

# OPTICS OBB-A3230

Fecha: 28.01.2025

ESPAÑOL



Fuente de alimentación

### CONTACT

 Dirección

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación OBB-A3230

## ESPECIFICACIÓN

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A3230             |
| Serie de modelos             | OBB-AZ                |
| Surtido                      | Optics                |
| Tipo de producto             | Microscopios          |
| Grupo de productos           | Microscopios de vídeo |
| Tipo de uso del producto     | Pieza de recambio     |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761482562         |
| Fecha de inicio prevista     | 2025-1HJ              |
| Número del arancel aduanero  | 90119000              |

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipo de alimentación | Fuente de alimentación de mesa (separable)                        |
| Tensión de entrada   | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz   |
| Enchufe              | Hohlstecker, innen Plus; außen Ø5,5mm, innen Ø2,1mm, lang: 11,5mm |
| Clase de protección  | Clase de protección II - aislamiento de protección                |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al) | 120×50×50 mm |
| Peso bruto                         | 0,60 kg      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Peso neto                                     | 0,45 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 150 g                |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max     | 40 °C |

### Datos técnicos - Verificación

|      |     |
|------|-----|
| CE   | yes |
| WEEE | yes |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Sistema óptico | Objetivos | Iluminación | Resolución de la cámara | Tipo de sensor | Tamaño del sensor |
|-------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| OZB-A2185         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2181         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2182         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2183         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2184         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2186         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2102         |                |           |             |                         |                |                   |
| OBB-A3230         |                |           |             |                         |                |                   |
| OBB-A3228         |                |           |             |                         |                |                   |
| OZB-A2187         |                |           |             |                         |                |                   |

ESPAÑOL