

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 347-065

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado (OIML)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-065
Serie de modelos	347-065
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1256309
Modelo predecesor	347-465
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 g
Tolerancia (OIML)	3 mg
Caja plástico	347-080-400

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 g
---------------	------

Clase OIML	M1
Conforme OIML	yes
Tolerancia (OIML)	3 mg
Densidad (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	5,9524

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	28×28×13 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-636
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
347-080-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-080-400
347-075-100	Barra de soporte KERN 347-075-100
347-095-100	Barra de soporte KERN 347-095-100
347-115-100	Barra de soporte KERN 347-115-100
315-242	Pinza KERN 315-242

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-636	Calibración DAkkS 962-636
962-636R	Recalibración DAkkS KERN 962-636R
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja plástico
347-065	50 g	3 mg	347-080-400