

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A5223

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? PRIMA-Caballetes universales

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A5223

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A5223
Serie de modelos	OZB-UP
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761217935
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	sí

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo doble con balero y tornillos)
Superficie del soporte	150×150 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	150×545×515 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	680×330×260 mm
Peso bruto	11 kg
Peso neto	9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1 140,53 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	22,9164 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	599,352 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
OZB-A5301	Microscopio estereoscópico de sistema modular – Soportes KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Microscopio estereoscópico de sistema modular – Soportes KERN OZB-A5306

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A5806	Palanca de reemplazo OZB-A5806
OZB-A5292	Placa de apriete con tornillos KERN OZB-A5292