

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A4571UK

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Für maximale Flexibilität und höchsten Komfort in der Stereomikroskopie
- Diese professionellen Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende Lichtqualität bei konstanter Intensität auf das Objekt
- Selbstverständlich sind diese externen Beleuchtungseinheiten auch für Ihr Standard-Stereomikroskop passend
- Ausnahme: Die Ringbeleuchtungen passen nicht in Kombination mit folgenden Serien: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A457 1UK
Modell-Reihe	OZB-IR
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 12 18482
Zolltarifnummer	94054239

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	7000-11000 K
Dimmbar	yes
Durchmesser des Rings	6 cm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×200×50 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,45 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	72,0324 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	2,3112 g

Verpackungsbestandteil 21,9564 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE yes

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11
OZB-A4590	Adapterring OZB-A4590
OZB-A4591	Plastikabdeckung für Ringbeleuchtung OZB-A4591