

BROCHURE PRODUIT

KERN 315-312-307

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Set sécurité 2 kg (F2); 100 g (F2)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-312-307
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice

Code EAN (Modèle) 4045761223431

Numéro de tarif douanier 84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	2 kg (F2); 100 g (F2)
Valeur nominale	100 g & 2 kg
Classe OIML	F2
OIML conform	oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	255×135×140 mm
Poids brut	3 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

FONCTIONS

Standard



SERVICES

Modèle	Description
952-442	Homologation KERN 952-442
921-442	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-442
962-400-400	Étalonnage DAkkS KERN 962-400-400

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242