

KERN 366-93

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-93
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482074
Vorgängermodell	366-93-2024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	500 g
Toleranz (OIML)	250 mg

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	500 g
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	250 mg
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	70,4225

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	46×46×68 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	No
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-639
--------------------	---------

KERN 366-93

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert

