

KERN 315-207-303

Set sécurité 5 g (F2); 100 g (F1)

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-207-303
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245594
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	5 g (F2); 100 g (F1)
Valeur nominale	5 g & 100 g
Classe OIML	F1;F2

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

KERN 315-207-303

Set sécurité 5 g (F2); 100 g (F1)

KERN[®]

