





Quando ogni centimetro conta: statimetri meccanici con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica

MSB 80	MBA-A01	MSC 100	MSF 200
<ul style="list-style-type: none"> • Statimetro meccanico portatile • Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE o il regolamento (UE) 2017/745 • Per bambini piccoli fino ad un'altezza max. di 80 cm • Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente maneggevole (applicazione, spostamento, lettura) • Scala di misura con 0 di inizio a sinistra e a destra, ovvero utilizzabile in entrambe le direzioni • Si ripone in poco posto grazie alla divisibilità dell'asta per misura 	<ul style="list-style-type: none"> • Statimetro meccanico portatile • Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE o il regolamento (UE) 2017/745 • Per bambini piccoli fino ad un'altezza max. di 80 cm • Costruzione robusta • Dimensioni compatte • Igienica e facile da pulire • Lettura sulla scala con battuta spostabile • Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente maneggevole (applicazione, spostamento, lettura) 	<ul style="list-style-type: none"> • Statimetro meccanico portatile • Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE o il regolamento (UE) 2017/745 • Per bambini piccoli fino ad un'altezza max. di 100 cm • Lettura sulla scala con battuta spostabile • Robusto profilo di alluminio • Facilmente trasportabile in spazio ridotto, grazie alla paletta richiudibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Statimetro meccanico • Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE o il regolamento (UE) 2017/745 • Lettura sulla scala con battuta spostabile, ribaltabile • Da montare alle bilance KERN MPS-PM, MPB-P o per il montaggio a parete/muro 1 • Robusto profilo di alluminio



DI SERIE
 **CE**
 0297

Modello	Campo di misura	Divisione	Dimensioni totali	Peso netto ca.
	cm (inch)	mm	L×P×A mm	kg
KERN MSB 80	10 - 80	1	882×70×28	0,70
MBA-A01	30 - 80 (11½ - 31½)	1 (1/16)	850×240×60	0,40
MSC 100	7,5 - 100 (2½ - 39¼)	1 (1/16)	1020×290×50	0,70
MSF 200	60 - 205 (23½ - 78¾)	1 (1/16)	53×40×1000	0,80