

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-086

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-086
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1223004
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 5 kg
----------	-------------

Gehäuse Aluminium	313-080-600
Gewichtssset Koffer	im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	yes
Art des Gehäuses	im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 5 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	13 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5,4 kg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-207
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-207</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-207
<u>962-207R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-207R
<u>920-716</u>	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-716

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-080-600</u>	Aluminiumgeschütztes Etui KERN 313-080-600
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242

Modell	Beschreibung
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270