

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN YPS-03

Fecha: 16.03.2025

ESPAÑOL



Mesa antivibratoria para absorber vibraciones y oscilaciones que, de producirse, causarían resultados de pesaje erróneos

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

- Los resultados de medición requieren unas condiciones de trabajo estables para ser precisos. La mesa antivibratoria YPS-03 de KERN se ha diseñado para absorber vibraciones y oscilaciones que, de producirse, causarían resultados de pesaje erróneos
- La mesa antivibratoria YPS-03 está compuesta de:
  - una placa de granito pulido de 24 kg de peso que reposa sobre elementos de goma amortiguadores y sirve como superficie de apoyo para la balanza analítica
  - una mesa de trabajo cuya placa de trabajo está rodeada por la placa de piedra, ofrece muchas posibilidades de almacenamiento. El estable armazón de acero con revestimiento en polvo dispone de cuatro patas ajustables de altura regulable para poder nivelar con exactitud la mesa antivibratoria aunque existan irregularidades en el suelo
- Con la mesa antivibratoria puede trabajarse de forma ergonómica y cómoda. La entrada en la parte delantera de la mesa ofrece suficiente espacio para que pueda sentarse el operario de la balanza sin tocar la mesa antivibratoria
- Todas las superficies tienen una limpieza higiénica y fácil
- Adecuado para todas las balanzas analíticas de KERN con dimensiones totales de =An×Pr 400×450 mm
- Dimensiones totales A×P×A 800×600×785 mm (altura nivelable, aprox. 20 mm)
- Dimensiones de la placa de granito A×P×A 410×270×70 mm
- Peso neto aprox. 46 kg

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YPS-03
Serie de modelos	YPS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761246898

Modelo predecesor YPS-03-2019a

Número del arancel aduanero 84239010

### Datos técnicos - Construcción

Dimensiones totales montado (An×P×Al) 800×600×785 mm

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 800×600×300 mm

Peso bruto 55 kg

Peso neto 46 kg

Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	3750 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	3750 g
Plazo de entrega	2 d

## FUNCIONES

Standard



## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RTYPS-9001	Pie de ajuste KERN RTYPS-9001
RTYPS-8002	Amortiguadores de goma KERN RTYPS-8002