

# KERN 337-15

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	337-15
Serie de modelos	337
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761006607
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	20 kg
Tolerancia (OIML)	300 mg
Caja aluminio	317-150-600
Caja de madera	337-150-200

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	20 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	300 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volumen (cm <sup>3</sup> )	2500

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	128×128×230 mm
Peso bruto	20 kg
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-445
-------------------	---------

# KERN 337-15

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado



## Funciones

### Standard

