

KERN TVL-XLS

Banc d'essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de traction et de compression, avec mesure de longueur digital

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle | TVL-XLS |
| Model-Serie | TVL |
| Assortiment | Sauter |
| Type de produit | Mesure de la force |
| Groupe de produits | Bancs d'essai (mécaniques) |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle) | 4045761344785 |
| Date de début prévue | 2023-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90278990 |

Données techniques - Primaire

| | |
|----------------------|--------|
| Max. Force | 500 N |
| Max. Travel distance | 230 mm |

Données techniques - Construction

| | |
|-------------------|----------------------|
| Filets de montage | 5x trous taraudés M6 |
|-------------------|----------------------|

Données techniques - Système de mesure

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Force | 500 N |
| Maximum measured length | 54 cm |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 200x300x800 mm |
| Poids brut | 14 kg |
| Poids net | 12 kg |

Les fonctions

Standard

Mode d'expédition

Numéro UN

Délai de livraison

Service de colis

Pas de marchandises dangereuses

1 d

KERN TVL-XLS

Banc d'essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de traction et de compression, avec mesure de longueur digital

