

KERN 347-01

Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 347-01 |
| Modello-Serie | 347 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML M1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761008632 |
| Modello precedente | 347-41 |
| Data di inizio prevista | 2004-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale | 1 g |
| Tolleranza (OIML) | 1 mg |
| Cassa in alluminio | 317-010-600 |
| Cassa in plastica | 347-030-400 |
| Cassa in legno | 337-010-200 |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile tornito fine |
|-----------|-----------------------------------|

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-------------------|------|
| Valore nominale | 1 g |
| Classe OIML | M1 |
| Conformità OIML | Sì |
| Tolleranza (OIML) | 1 mg |

Funzioni

| | |
|------------------------------|-------|
| Densità (kg/m ³) | 7950 |
| Volume (cm ³) | 0,125 |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 6×6×6 mm |
| Peso lordo | 0,05 kg |
| Peso netto | 0,05 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

Dati tecnici - Verifica

| | |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | Sì |
|-------------------------|----|

Servizi opzionali

| | |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-631 |
|--------------------|---------|

KERN 347-01

Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

KERN[®]

Standard

