

KERN 326-056

Gewichtssatz, F1, 1 g - 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-056
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224117
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 210×140×98 mm

Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	0,75 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1290 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung 962-418

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 500 g
Gehäuse Aluminium	314-050-600
Gewichtssatz Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Ja
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 500 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

KERN 326-056

Gewichtssatz, F1, 1 g - 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

